

FICHE TECHNIQUE

Référence	800418
Désignation	SACHET DIAG NOMINATIF 260x385mm ADHESIF PE 70µm



Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Blanc
- ✓ Longueur externe : 385 mm
- ✓ Largeur externe : 260 mm
- ✓ Longueur interne : 380 mm
- ✓ Largeur interne : 245 mm
- ✓ Epaisseur : 70 µm
- ✓ Transparence : Opaque
- ✓ Fermeture : Ruban adhésif destructeur.

Unité de vente :

100 pièces
