

FICHE TECHNIQUE

Référence	800419
Désignation	SACHET DIAG NOMINATIF AVEC POIGNEE 600x510mm ADHESIF PE 70µm



Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Blanc
- ✓ Longueur externe : 600 mm
- ✓ Largeur externe : 510 mm
- ✓ Longueur interne : 580 mm
- ✓ Largeur interne : 510 mm
- ✓ Epaisseur : 70 µm
- ✓ Transparence : Opaque
- ✓ Fermeture : Ruban adhésif destructeur.

Unité de vente :

100 pièces
