

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	800447
<b>Désignation</b>	KIT COMPLET ENVOI POSTAL P650 UN 3373 POUR 4 TUBES



### Description :

- ✓ Kit en carton
- ✓ Longueur externe/interne : 240 mm
- ✓ Largeur externe/interne : 129 mm
- ✓ Hauteur : 30 mm
- ✓ Fermeture par rabat
- ✓ Transparence : opaque
- ✓ Blanc

### Unité de vente :

100 pièces