

FICHE TECHNIQUE

Référence	800448
Désignation	SACHET DIAG GRAND FORMAT 575x595mm



Description :

- ✓ En Polyéthylène
- ✓ Entièrement transparent
- ✓ Longueur externe : 595 mm
- ✓ Largeur externe : 575 mm
- ✓ Longueur interne : 590 mm
- ✓ Largeur interne : 570 mm
- ✓ Epaisseur : 70 µm
- ✓ Fermeture : ruban adhésif destructeur.

Unité de vente :

100 pièces
