

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	800449
<b>Désignation</b>	SACHET DIAG IATA 95 kPa A SOUFFLET 130x165+110mm



### Description :

- ✓ En PET-NY-PE
- ✓ Entièrement transparent
- ✓ Longueur externe : 278 mm
- ✓ Largeur externe : 130 mm
- ✓ Longueur interne : 150 mm
- ✓ Largeur interne : 100 mm
- ✓ Epaisseur : 160 µm
- ✓ Fermeture : bande de sécurité.

### Unité de vente :

100 pièces

---