

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | 800450 |
| Désignation | SACHET DIAG IATA 95kPa A SOUFFLET 190x235+130mm |



Description :

- ✓ En PET-NY-PE
- ✓ Entièrement transparent
- ✓ Longueur externe : 366 mm
- ✓ Largeur externe : 190 mm
- ✓ Longueur interne : 225 mm
- ✓ Largeur interne : 160 mm
- ✓ Epaisseur : 160 µm
- ✓ Fermeture : bande de sécurité.

Unité de vente :

100 pièces
