

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE POLYESTER BLANC 25,4 x  
9,53MM ROULEAU 2500

**RÉFÉRENCE :**  
804788

**UNITÉ DE VENTE :**  
2500 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Etiquettes transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 9,53 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Tubes Eppendorf ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons