


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Référence | 810001 |
| Désignation | Filtre plissé diam 190mm |



Description :

- ✓ Application dans les industries pharmaceutiques et alimentaires, la santé, l'éducation et la recherche. Particulièrement adapté à la séparation des précipités cristallins.
- ✓ Grammage : 77 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,16 / 0,18 mm
- ✓ Rétention : 8-11 µm
- ✓ Diamètre 190 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre