

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	810004
<b>Désignation</b>	Filtre plisse Durieux 00B



### Description :

- ✓ Application dans les industries pharmaceutiques et alimentaires, la santé, l'éducation et la recherche. Particulièrement adapté à la séparation des précipités cristallins.
- ✓ Grammage : 77 g/m<sup>2</sup>
- ✓ Epaisseur : 0,16 / 0,18 mm
- ✓ Rétention : 8-11 µm
- ✓ Diamètre 100 mm

### Unité de vente :

100 Papiers filtre