

FICHE TECHNIQUE

Référence	810005
Désignation	Papier filtre plissé 250 mm



Description :

- ✓ Papier filtre RS quantitatif standard
- ✓ Version plissée
- ✓ Pour industrie agroalimentaire, pharmaceutique, santé

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ Grammage : 77 g/m²
- ✓ Epaisseur : 0,16/0,18 mm
- ✓ Rétention : 8-11 µm
- ✓ Dimensions : Ø 250 mm

Unité de vente :

100 Papiers filtre RS