

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	810416
<b>Désignation</b>	Flacon transparent



### Description :

- ✓ Flacon à visser
- ✓ En verre sodocalcique de type III
- ✓ Livré sans bouchon
- ✓ Coloris : transparent

### Certificats :

- ✓ Conforme aux spécifications de la pharmacopée européenne et des Etats-Unis
- ✓ Avec numéro de lot et certificat d'analyse

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Col DIN 28
- ✓ Volume : 1 000 ml
- ✓ Dimensions ( $\varnothing$  int max x h) : 97,5 x 215,6 mm

### Unité de vente :

20 Flacons transparents

---