

FICHE TECHNIQUE

Référence	810703
Désignation	Statif complet (base + tige)



Description :

- ✓ Statif comprenant 1 base rectangulaire + 1 tige
- ✓ Base :
 - plaque en acier
 - coloris noir
 - avec pieds en caoutchouc sur la base
 - poids : 1,20 kg
 - dimensions (L x l) 150 x 300 mm
- ✓ Tige :
 - chromée
 - dimensions (L x \varnothing) 900 x 10 mm

Unité de vente :

1 Statif complet (base + tige)