

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE 25,4x12,7 mm ROULEAU DE  
1500

**RÉFÉRENCE :**  
814056

**UNITÉ DE VENTE :**  
1500 étiquette(s)



---

## DESCRIPTION :

- Etiquettes transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 25 mm ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle & Rond
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 12,70 mm (H) x 9,53 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Bouchons de flacons ; Flacons