

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE 41,28x15,24 mm ROULEAU  
DE 1500

**RÉFÉRENCE :**  
814059

**UNITÉ DE VENTE :**  
1500 étiquette(s)



---

## DESCRIPTION :

- Etiquettes transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 25 mm ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 41,28 mm (l) x 15,24 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 130 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Tubes Eppendorf ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons