


DÉSIGNATION :
ETIQUETTE POUR BP+BP
PR+THT1244/1344 ROULEAU DE 1000

RÉFÉRENCE :
814066

UNITÉ DE VENTE :
1000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes imprimables par transfert thermique
- Etiquettes en tissu vinyle imprimables et repositionnables pour imprimantes à transfert thermique. ; Repositionnable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 12,40 mm (H)
- Finition : Semi-brillant
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 80 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Faible énergie de surface ; surfaces lisses & texturées/rugueuses
- Application Laboratoire : Tubes ; Flacons