

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE 9,5x45,7 mm ROULEAU DE
1500

RÉFÉRENCE :
814070

UNITÉ DE VENTE :
1500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 25 mm ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 19,05 mm (l) x 45,72 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes Eppendorf ; Tubes PCR