

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE 48,26 x 25,40 mm ROULEAU
DE 1500

RÉFÉRENCE :
814074

UNITÉ DE VENTE :
1500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 25 mm ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 48,26 mm (l) x 25,40 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 130 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Flacons