

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE DIAM 12,7 mm ROULEAU DE
1500

RÉFÉRENCE :
814076

UNITÉ DE VENTE :
1500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes à transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP11 ; BBP12 ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 25 mm ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rond
- Dimensions : 12,70 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Bouchons de flacons