

DÉSIGNATION :
KIT IMPRIMANTE BMP51 AVEC CLAVIER

RÉFÉRENCE :
814077

UNITÉ DE VENTE :
1



DESCRIPTION :

- Imprimante mobile Brady - Etiqueteuse BMP51 - Version EU
- L'étiqueteuse BMP™51 est une imprimante portable compacte et polyvalente, dotée de la technologie Bluetooth® pour l'impression sans fil. Cette étiqueteuse est équipée d'une tête d'impression 300 dpi et peut imprimer des étiquettes durables et de qualité professionnelle jusqu'à 38,10 mm de large. Elle imprime des étiquettes continues et prédécoupées à une vitesse de 25,40 mm par seconde. Avec son massicot intégré, ses cartouches faciles à charger par le haut et trois options de batterie différentes, l'étiqueteuse BMP™51 est une étiqueteuse puissante pour la création d'étiquettes à la demande. L'étiqueteuse BMP™51 possède un clavier QWERTY complet pour un fonctionnement autonome. L'étiqueteuse BMP™51 est idéale pour les applications électriques, de communication de données, d'installations/de sécurité, de fabrication de produits et de panneaux, et d'étiquetage de laboratoire. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle gratuite Conception de base de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Matériaux compatibles : Plus de 200 références standard : bandes continues et étiquettes prédécoupées
- Vitesse maximum d'impression : 25.40 mm/s
- Temps de charge : 3 heures
- Applications : Étiquetage télécom/datacom ; Étiquetage électrique ; Identification générale ; Étiquetage en laboratoire ; Étiquetage de fils et câbles
- Contenu : Cette imprimante est livrée avec une mallette rigide contenant une batterie au lithium-ion rechargeable, un câble USB, un adaptateur secteur muni d'un câble d'alimentation EU, la suite Conception de base de Brady Workstation, le CD du produit, un CD de pilotes des imprimantes Brady, un guide de démarrage rapide, une carte réseau Bluetooth et une cartouche MC1-1000-422.
- Garantie : 2 ans