

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE POLYESTER BLANC (PARTIE
TRANSPARENTE) 55,88x12,7x19,05mm
x140

RÉFÉRENCE :
814103

UNITÉ DE VENTE :
140 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- BMP51/53 Etiquettes
- Polyester auto-protégé imprimable haute performance pour laboratoire. Matériau ultra fin pour empêcher le blocage dans les supports et la centrifugeuse. Convient à l'exposition à l'azote liquide si l'étiquette est enroulée sur elle-même Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP41 ; BMP51 ; BMP53
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Prédécoupées
- Dimensions : 55,88 mm (l) x 12,70 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes cryogéniques ; Flacons cryogéniques ; Tubes PCR