


DÉSIGNATION :
ETIQUETTE POLYESTER BLANC (PARTIE
TRANSPARENTE) 44,45x25,4x25,4mm
x180

RÉFÉRENCE :
814107

UNITÉ DE VENTE :
180 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- BMP51/53 Etiquettes
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP51 ; BMP53
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Prédécoupées
- Dimensions : 44,45 mm (l) x 25,40 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes cryogéniques ; Flacons cryogéniques