


**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE POLYESTER BLANC (PARTIE  
TRANSPARENTE) 28,58x9,53x19,05mm  
x360

**RÉFÉRENCE :**  
814115

**UNITÉ DE VENTE :**  
360 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- BMP51/53 Etiquettes
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP51 ; BMP53
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Prédécoupées
- Dimensions : 28,58 mm (l) x 9,53 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes cryogéniques ; Flacons cryogéniques ; Tubes PCR