


DÉSIGNATION :
ETIQUETTE POLYESTER BLANC
CRYOGENIE B-490 12,7x41,91mm x180

RÉFÉRENCE :
814121

UNITÉ DE VENTE :
180 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- BMP51/53 Etiquettes Freezerbondz
- Les étiquettes Freezerbondz™ peuvent être appliquées sur surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide. Elles possèdent une bonne résistance aux souillures et aux solvants, ainsi qu'une bonne durabilité à hautes et basses températures. Les étiquettes Freezerbondz™ offrent de bonnes performances dans les applications de laboratoire courantes, telles que l'azote liquide et l'autoclave. Pour une utilisation avec des tubes/flacons, ces étiquettes doivent être enroulées sur elles-mêmes, avec au moins 3 mm de superposition. ; Application sur surfaces réfrigérées (avec superposition), y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide. ; Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP41 ; BMP51 ; BMP53
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Prédécoupées
- Dimensions : 41,91 mm (l) x 12,70 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 130 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Non renseigné
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes PCR