

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE POLYESTER BLANC  
CRYOGENIE B-492 12,7X25,4mm DIAM  
11,2mm x240

**RÉFÉRENCE :**  
814133

**UNITÉ DE VENTE :**  
240 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- BMP51/53 Etiquettes Freezerbondz
- Non recommandé pour une utilisation dans l'azote liquide, car les bouchons de flacons ne peuvent pas avoir une superposition ; Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP51 ; BMP53
- Ruban série (inclus) : R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Prédécoupées
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes PCR ; Bouchons de flacons