



DÉSIGNATION :
ETIQUETTE TISSU NYLON BLANC DIAM
12.7 mm x240

RÉFÉRENCE :
814149

UNITÉ DE VENTE :
240 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- BMP51/53 Etiquettes
- Le tissu nylon avec adhésif permanent favorise l'étiquetage dans des environnements chauds, froids, huileux et poussiéreux. Idéal pour le marquage de fils et de câbles, de composant électronique, pour l'identification de flacons de laboratoire et l'étiquetage général. Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP41 ; BMP51 ; BMP53
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Prédécoupées
- Dimensions : 12,70 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Bouchons de flacons