


**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE B33-144-499 NYLON  
12,7x12,7mm ROULEAU DE 1500

**RÉFÉRENCE :**  
814198

**UNITÉ DE VENTE :**  
1500 étiquette(s)



---

**DESCRIPTION :**

- Étiquettes en tissu nylon pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Compatibilité imprimantes : i3300 ; i5300 ; BBP33
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R4900 ; R6000HF ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rond
- Dimensions : 12,70 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Bouchons de flacons