

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE B33-152-499 NYLON
25,4x9,53mm ROULEAU DE 1500

RÉFÉRENCE :
814200

UNITÉ DE VENTE :
1500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes en tissu nylon pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : i3300 ; i5300 ; BBP33
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R4900 ; R6000HF ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 9,53 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Boîtes de Petri ; Tubes Eppendorf ; Flacons ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons ; Plaques de puits