

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE B33-144-492 FREEZER-
BONDZ 2 12,7mm ROULEAU DE 1500

RÉFÉRENCE :
814208

UNITÉ DE VENTE :
1500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes FreezerBondz pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : R4300 ; R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rond
- Dimensions : 12,70 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Bouchons de flacons