

**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE B33-182-492 FREEZER-  
BONDZ 2 25,4x12,7mm ET 11,18mm  
ROULEAU DE 1500

**RÉFÉRENCE :**  
814211

**UNITÉ DE VENTE :**  
1500 étiquette(s)



---

## DESCRIPTION :

- Étiquettes FreezerBondz pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : R4300 ; R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 12,70 mm (H) x 11,18 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes ; Bouchons de flacons ; Flacons