

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE B33-18-423 POLYESTER
76,2x25,4mm ROULEAU DE 1500

RÉFÉRENCE :
814218

UNITÉ DE VENTE :
1500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes en polyester pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif puissant ; Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance à la chaleur ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : i3300 ; i5300 ; BBP33
- Rubans recommandés : R4900 ; R6000HF ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 76,20 mm (l) x 25,40 mm (H)
- Finition : Brillant
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Boîtes de Petri ; Flacons ; Identification générale en laboratoire