


DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE B33-635-488 POLYESTER
48,26x6,35mm ROULEAU DE 2000

RÉFÉRENCE :
814225

UNITÉ DE VENTE :
2000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes en polyester pour imprimantes BBP33/i3300
- Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance à la chaleur ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 48,26 mm (l) x 6,35 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 160 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Boîtes de Petri ; Flacons ; Lamelles ; Plaques de puits