

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE B33-88-498 VINYLE
25,4x19,05mm ROULEAU DE 2500

RÉFÉRENCE :
814228

UNITÉ DE VENTE :
2500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes en tissu vinyle repositionnable pour imprimantes BBP33/i3300
- Repositionnable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : i3300 ; i5300 ; BBP33
- Rubans recommandés : R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 19,05 mm (H)
- Finition : Semi-brillant
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 80 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Faible énergie de surface ; surfaces lisses & texturées/rugueuses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Flacons