

DÉSIGNATION :

ÉTIQUETTE B33-614-461 POLYESTER
22,86x(5,08x18,23)mm ROULEAU DE
2000

RÉFÉRENCE :

814230

UNITÉ DE VENTE :

2000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes auto-protégées en polyester pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 5,08 mm (l) x 22,86 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes Eppendorf ; Tubes PCR