

**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE B33-627-461 POLYESTER  
27,94x(22x6,35)mm ROULEAU DE 1000

**RÉFÉRENCE :**  
814231

**UNITÉ DE VENTE :**  
1000 étiquette(s)



---

## DESCRIPTION :

- Étiquettes auto-protégées en polyester pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 6,35 mm (l) x 27,94 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes Eppendorf ; Tubes PCR