

DÉSIGNATION :

ÉTIQUETTE B33-606-461 POLYESTER
25,4x(9,53 X 20) ET 9,53mm ROULEAU
DE 1000

RÉFÉRENCE :

814232

UNITÉ DE VENTE :

1000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes auto-protégées en polyester pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : Non renseigné
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle & Rond
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 9,53 mm (H) x 9,53 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Bouchons de flacons