

DÉSIGNATION :

ÉTIQUETTE B33-123-461 POLYESTER
45,72x(9,53x19,05)mm ROULEAU DE
1500

RÉFÉRENCE :

814233

UNITÉ DE VENTE :

1500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes auto-protégées en polyester pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 45,72 mm (l) x 9,53 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes Eppendorf ; Tubes PCR