

**DÉSIGNATION :**  
ÉTIQUETTE B33-276-461 POLYESTER  
66,68x(25,4x25,4)mm ROULEAU DE  
1500

**RÉFÉRENCE :**  
814239

**UNITÉ DE VENTE :**  
1500 étiquette(s)



**DESCRIPTION :**

- Étiquettes auto-protégées en polyester pour imprimantes BBP33/i3300
- Adhésif permanent ; Auto-protégé(e) à enrouler

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : R4300 ; R4500 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 66,68 mm (l) x 25,40 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc, transparent
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Flacons