

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE B33-194-481 STAINER-
BONDZ 22,86x19,05mm ROULEAU DE
2000

RÉFÉRENCE :
814242B

UNITÉ DE VENTE :
2000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes pour lamelles en polyester StainerBondz pour imprimantes BBP33/i3300
- Résistance aux produits chimiques ; Résistance aux basses températures ; Résistance aux environnements extrêmes ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 22,86 mm (l) x 19,05 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -80 °C - 130 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Lamelles