

DÉSIGNATION :

ÉTIQUETTE B33-152-492 FREEZER-
BONDZ 2 25,4x9,53m ROULEAU DE
2500

RÉFÉRENCE :

814248

UNITÉ DE VENTE :

2500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes FreezerBondz pour imprimantes BBP33/i3300
- Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP33 ; i3300 ; i5300
- Rubans recommandés : R4300 ; R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 25,40 mm (l) x 9,53 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Tubes Eppendorf ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons