


**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE VINYLE MARRON M21-500-  
595-BR 12,70mmx6,40m

**RÉFÉRENCE :**  
814257

**UNITÉ DE VENTE :**  
1 étiquette(s)



## DESCRIPTION :

- Ruban en vinyle pour étiqueteuses BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21
- Le vinyle B-595 adhère aux surfaces difficiles à faible énergie de surface, notamment : la tuyauterie PVC, les mallettes d'équipement moulé par injection, les plastiques ABS, les surfaces à revêtement poudreux et l'équipement à base de plastique recyclé. Le matériau B-595 adhère également parfaitement sur les surfaces hautement texturées, telles que les murs en parpaing peints, le bois au fini inégal, les plastiques texturés, la tuyauterie rugueuse et la tuyauterie revêtue de pare-vapeur. Adhésif puissant ; Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance en extérieur ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP21-LAB ; BMP21 ; BMP21-PLUS ; ID PAL ; LABPAL
- Ruban série (inclus) : R4400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 12,70 mm (l) x 6,40 m (L)
- Finition : Brillant
- Couleur : Blanc sur marron
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 82 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses & texturées/rugueuses
- Application Laboratoire : Identification générale en laboratoire ; Plaques de puits