


DÉSIGNATION :
ETIQUETTE VINYLE JAUNE M21-250-595-YL 6,35mmx6,40m

RÉFÉRENCE :
814269

UNITÉ DE VENTE :
1 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Ruban en vinyle pour étiqueteuses BMP21-PLUS et BMP21-LAB
- Le vinyle B-595 adhère aux surfaces difficiles à faible énergie de surface, notamment : la tuyauterie PVC, les mallettes d'équipement moulé par injection, les plastiques ABS, les surfaces à revêtement poudreux et l'équipement à base de plastique recyclé. Le matériau B-595 adhère également parfaitement sur les surfaces hautement texturées, telles que les murs en parpaing peints, le bois au fini inégal, les plastiques texturés, la tuyauterie rugueuse et la tuyauterie revêtue de pare-vapeur. Adhésif puissant ; Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance en extérieur ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP21-LAB ; BMP21-PLUS
- Ruban série (inclus) : R6000HF
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 6,35 mm (l) x 6,40 m (L)
- Finition : Brillant
- Couleur : Noir sur jaune
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 82 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses & texturées/rugueuses
- Application Laboratoire : Identification générale en laboratoire ; Plaques de puits