

**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE M71-5-423 12,70x5,08mm  
x750

**RÉFÉRENCE :**  
814309

**UNITÉ DE VENTE :**  
750 étiquette(s)



---

## DESCRIPTION :

- Etiquettes pour l'étiqueteuse BMP71
- Adhésif puissant ; Résistance aux environnements extrêmes ; Résistance à la chaleur ; Adhésif permanent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP71
- Rubans recommandés : R4400 ; R6000HF ; R6200 ; R6900
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 12,70 mm (l) x 5,08 mm (H)
- Finition : Brillant
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -70 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Non renseigné