

DÉSIGNATION :

ETIQUETTE M71-29-499 12,7x38,10mm
x500

RÉFÉRENCE :

814330

UNITÉ DE VENTE :

500 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes pour l'étiqueteuse BMP71
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP71
- Rubans recommandés : R4300 ; R6200
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 12,70 mm (l) x 38,10 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -40 °C - 90 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Énergie de surface élevée ; Convient aux surfaces lisses, texturées/rugueuses ou aux surfaces fortement texturées ou à faible énergie de surface
- Application Laboratoire : Bouteilles ; Tubes coniques ; Tubes cryogéniques ; Flacons cryogéniques ; Boîtes de Petri ; Flacons ; Grands tubes ; Plaques de puits