

DÉSIGNATION :
ÉTIQUETTE M-95-492 41,28x15,24mm
DIAM 9,53mm x200

RÉFÉRENCE :
814338

UNITÉ DE VENTE :
200 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Étiquettes FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BMP51 ; BMP53
- Ruban série (inclus) : R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Prédécoupées
- Dimensions : 41,28 mm (l) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Bouchons de flacons ; Flacons