

**DÉSIGNATION :**

ETIQUETTE THT-190-492-3


41,28x15,24mm DIAM 9,53mm ROULEAU DE 3000

**RÉFÉRENCE :**

814347

**UNITÉ DE VENTE :**

3000 étiquette(s)



**DESCRIPTION :**

- Etiquettes transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle & Rond
- Dimensions : 41,28 mm (l) x 15,24 mm (H) x 9,53 mm (?)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes coniques ; Grands tubes ; Tubes ; Bouchons de flacons ; Flacons