

DÉSIGNATION :
ETIQUETTE THT-155-492-3
41,28x15,24mm ROULEAU DE 3000

RÉFÉRENCE :
814348

UNITÉ DE VENTE :
3000 étiquette(s)



DESCRIPTION :

- Etiquettes transfert thermique FreezerBondz
- Adhésif puissant ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP81 ; i5100 ; i7100 ; Imprimante Brady IP ; Imprimante à transfert thermique avec mandrin de 76 mm
- Rubans recommandés : R4300 ; R6400
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type et Forme d'étiquette : Prédécoupées ; Rectangle
- Dimensions : 41,28 mm (l) x 15,24 mm (H)
- Finition : Mat
- Couleur : Blanc
- Température d'utilisation (°C) : -196 °C - 110 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : Froid ; Énergie de surface élevée ; surfaces lisses
- Application Laboratoire : Tubes à centrifuger ; Tubes coniques ; Tubes Eppendorf ; Grands tubes ; Tubes PCR ; Tubes ; Flacons