


**DÉSIGNATION :**  
ETIQUETTE POLYPROPYLENE BLANC  
M21-500-7425 12,7mmx6,40m

**RÉFÉRENCE :**  
814357

**UNITÉ DE VENTE :**  
1 étiquette(s)



**DESCRIPTION :**

- Ruban en polypropylène pour étiqueteuses BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21
- Étiquettes en polypropylène pour flacons, tubes, lamelles et plaques de puits. ; Pour les applications de congélation ou en azote liquide, le B-7425 doit être appliqué avant d'être congelé. ; Résistance aux basses températures ; Adhésif permanent

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Compatibilité imprimantes : BMP21-LAB ; BMP21 ; BMP21-PLUS ; ID PAL ; LABPAL
- Ruban série (inclus) : R4300
- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Type d'étiquette : Continue
- Dimensions : 12,70 mm (l) x 6,40 m (L)
- Finition : Mat
- Couleur : Noir sur blanc
- Température d'utilisation (°C) : -80 °C - 70 °C
- Type d'étiquetage et surfaces : surfaces lisses
- Application Laboratoire : Lamelles ; Tubes ; Flacons ; Plaques de puits