

FICHE TECHNIQUE

Référence	830045
Désignation	CoolRack



Description :

- ✓ Portoir thermoconducteur CoolRack CFT30
- ✓ Avec système de blocage des tubes
- ✓ En alliage d'aluminium à haute conductivité thermique
- ✓ Conservation longue à température constante
- ✓ Sans contact direct avec la glace : garantit une absence de contamination
- ✓ S'utilisent dans un bac à glace, sur glace carbonique, en azote liquide, en incubateur ou en four, avec les plate-formes XT Starter (réf. 830248), ou avec les systèmes CoolBox
- ✓ Nettoyables avec tout type de désinfectant et détergent y compris les RNase away
- ✓ Utilisables de - 196 °C à + 100 °C
- ✓ Autoclavables
- ✓ Compatible : Cryotubes diamètre 12.5 mm
- ✓ Puits : 30 (5x6)
- ✓ Forme du puit : cylindrique
- ✓ Dimensions : 120 x 102 x 38 mm
- ✓ Coloris : gris

Unité de vente :

1 CoolRack