

## Désignation

- Portoir thermoconducteur CoolRack XT PCR96

## Référence

- 830143

## Unité de vente

1 Portoir



---

## Description

Portoir thermoconducteur CoolRack XT PCR96 format SBS pour 96 (8 x 12) plaque PCR 96 puits

## Caractéristiques techniques

- En alliage d'aluminium à haute conductivité thermique
- Assurent un maintien de température uniforme au niveau de tous les échantillons
- Sans contact direct avec la glace : garantit une absence de contamination
- S'utilisent dans un bac à glace, sur glace carbonique, en azote liquide, en incubateur ou en four, avec les CoolBox
- Température désirée atteinte rapidement
- Nettoyables avec tout type de désinfectant et détergent y compris les RNase away
- Utilisables de -196 °C à +100 °C
- Autoclavables
- Dimensions : 127 x 86 x 25,4 mm
- Couleur : Gris
- Forme : Effilé
- Nombre puits : 96
- Modèle : XT PCR96

