

## Désignation

- Cryotube 0,5ml vis ext code 2d et lisible avec bouchon vrac

## Référence

- 830351

Unité de vente : 960



- Tube double codé de 0,5 ml, format 96, filetage externe (avec bouchon à vis auto-ajustable)
- Max. volume de travail 0,55 ml
- Hauteur du tube 26,4 mm
- Hauteur du tube avec bouchon 29,8 mm
- Diamètre intérieur 6,5 mm
- Diamètre extérieur avec capuchon 8,5 mm
- Centre à centre 9,0 mm
- Température minimale -196°C
- Hauteur du tube dans le rack 30,0 mm
- Hauteur totale du rack (couverture comprise) 33,1 mm

